

**Produkt Namn** : Spotted feber rickettsia IFA IgG-kit

**Katalog nr** : AB-01

**Komponenter** :  
1. Rickettsia IFA glas, 10 st (å 11 brunnar/glas)  
2. anthumanti-IgG Konjugat, 1,25 mL  
3. anti-*R. helvetica* IgG Positivt kontrollserum, 120 µL  
4. Negativt kontrollserum, 120. µL



**Enhets storlek** : 110 bestämningar

**Beskrivning** : Alpha Biotech Spotted feber rickettsia indirekta immuno-fluorescens antikropp (IFA) IgG test innehåller ett inaktiverat *R. helvetica* antigen. Varje glas har 11 enskilda brunnar varav två kan användas för positiv respektive negativ kontroll.

**Metod** : Avsett för att upptäcka och ge en semi-kvantitativ bestämning av humana IgG-antikroppar mot Spotted feber gruppens rickettsia antigen som ett in-vitro hjälpmedel för att diagnostisera sjukdomar orsakade av dessa organismer

**Lagring** : Förvaras vid 2 to 8°C

**Detektions Mål** : anti-Rickettsia IgG antikroppar

**Provtyp** : Serum

**Leverantör** : Alpha Biotech AB

**Kontakt Info** : ALPHA BIOTECH AB  
Po Box 2128  
750 02 Uppsala