

**Produkt Namn** : Spotted fevers rickettsia IFA IgG-kompletteringskit

**Katalog nr** : AB-011

**Komponenter** : 1. Rickettsia IFA glas, 10 st (à 15 brunnar/glas)  
2. antihuman-IgG Konjugat, 1,60 mL

**Enhets storlek** : 150 bestämningar

**Beskrivning** : Alpha Biotech Spotted fevers rickettsia indirekta immunofluorescens antikropp (IFA) IgG test innehåller ett inaktiverat R. helvetica antigen. Varje glas har 15 enskilda brunnar . Användes lämpligen som flerbrunnsalternativ som komplettering till Alpha Biotech's AB's Spotted fevers rickettsia IFA IgG kit AB-01

**Metod** : Avsett för att upptäcka och ge en semi-kvantitativ bestämning av humana IgG-antikroppar mot Spotted fevers gruppens rickettsia antigen som ett in-vitro hjälpmedel för att diagnostisera sjukdomar orsakade av dessa organismer

**Lagring** : Förvaras vid 2 to 8°C

**Detektions Mål** : anti-Rickettsia IgG antikroppar

**Provtyp** : Serum

**Leverantör** : Alpha Biotech AB

**Kontakt Info** : ALPHA BIOTECH AB  
Po Box 2128  
750 02 Uppsala

