

**Produkt Namn** : Spotted feber rickettsia IFA IgM-kompletteringskit

**Katalog nr** : AB-021

**Komponenter** :  
1. Rickettsia IFA glas, 10 st (à 15 brunnar/glas)  
2. antihumant IgM Konjugat, 1,60 mL  
3. IgM förbehandlings RF-buffert 2,1 mL



**Enhets storlek** : 150 bestämningar

**Beskrivning** : Alpha Biotech Spotted feber rickettsia indirekta immunofluorescens antikropp (IFA) IgM test innehåller ett inaktiverat *R. helvetica* antigen. Varje glas har 15 enskilda brunnar. Användes lämpligen som flerbrunnsalternativ som komplettering till Alpha Biotechs AB's Spotted feber rickettsia IFA IgM kit AB-02

**Metod** : Avsett för att upptäcka och ge en semi-kvantitativ bestämning av humana IgM-antikroppar mot Spotted feber gruppens rickettsia antigen som ett in-vitro hjälpmedel för att diagnostisera sjukdomar orsakade av dessa organismer

**Lagring** : Förvaras vid 2 to 8°C

**Detektions Mål** : anti-Rickettsia IgM antikroppar

**Provtyp** : Serum

**Leverantör** : Alpha Biotech AB

**Kontakt Info** : ALPHA BIOTECH AB  
Po Box 2128  
750 02 Uppsala